

<b>Nombre del trámite</b>	IDENTIFICACIÓN DE <i>CHLAMYDIA SPP</i> POR PCR EN MUESTRAS CLÍNICAS VIGILANCIA
<b>Código</b>	2127009
<b>Descripción</b>	Detección de <i>Chlamydia trachomatis</i> o <i>Chlamydophila spp.</i> mediante la amplificación de gen específico para la especie.
<b>Detalles</b>	<p><b>Ensayo:</b> Detección molecular de <i>Chlamydia trachomatis</i> o especies del género <i>Chlamydophila spp.</i> en muestra clínica.</p> <p><b>Métodos:</b> Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real.</p> <p><b>Requisitos previos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chlamydophila spp.</i>: no aplica.</li> <li>• <i>Chlamydia trachomatis</i>: resultado local positivo.</li> </ul> <p><b>Tipo de Muestra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chlamydophila spp.</i>: Lavado bronco-alveolar (LBA), Líquido o aspirado del tracto respiratorio inferior.</li> <li>• <i>Chlamydia trachomatis</i>: orina o secreción (endocervical, ano-rectal, orofaríngea)</li> </ul> <p><b>Volumen muestra pediátrica y adulto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chlamydophila spp.</i>: ≥500 µl</li> <li>• <i>Chlamydia trachomatis</i>: 1.5 a 2 ml</li> </ul> <p><b>Criterio de aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra correctamente identificada (tubo / placa y formulario).</li> <li>• Tubo polipropileno estéril tapa rosca o tórula en medio de transporte líquido.</li> <li>• Tubos rotulados con la codificación interna del laboratorio y nombre del paciente.</li> </ul> <p><b>Condiciones de almacenamiento y transporte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Almacenamiento:</b> conservar entre 2 y 10°C hasta 72 horas. Para tiempos superiores congelar a -20°C.</li> <li>• <b>Transporte:</b> triple embalaje.</li> </ul> <p><b>Criterio de rechazo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra sin formulario de solicitud.</li> <li>• Placa o tubos sin rotular o con rótulo inadecuado.</li> <li>• Tubos primarios quebrados o muestra derramada en el contenedor secundario.</li> <li>• Discordancia entre la identificación del formulario y los datos de la muestra.</li> <li>• Muestras repetidas del mismo paciente en distintos tubos o placas con la misma fecha de obtención de la muestra.</li> </ul>
<b>Beneficiarios</b>	Usuarios públicos o privados derivados por los Centros Asistenciales.
<b>Documentos requeridos</b>	Formulario de envío de Muestras Clínicas (B-2) - Sección Bacteriología
<b>Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?</b>	<p><b>1. Trámite online</b> disponible en Sistema Formularios ISP.</p> <p>– <b>Acceso al sistema</b></p>

Si usted es usuario habilitado, ingrese al sistema en <https://formularios.ispch.gob.cl/> para realizar la solicitud de análisis y acceder posteriormente al informe de resultados con firma electrónica avanzada.

Si no cuenta con clave de acceso, solicítela al correo electrónico [coordinacionredes@ispch.cl](mailto:coordinacionredes@ispch.cl)

– **Solicitud de clave**

Una vez realizada la solicitud, recibirá un formulario que deberá completar con la información del laboratorio requerida para obtener la clave de acceso.

La clave se entrega solo al director técnico del laboratorio.

– **Instrucciones de uso**

El paso a paso para el uso de la plataforma se encuentra en el documento “Manual para Generar Formularios online”, disponible en <https://formularios.ispch.gob.cl/>

**2. Trámite presencial:**

**Procedimiento de envío, recepción y entrega de resultados:**

– **Preparación de la muestra**

Reunir los antecedentes y documentación mencionados en el punto anterior.

– **Entrega de la muestra**

- a. **Entrega presencial:** Dirigirse a la Sección de Gestión de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Av. Marathon N°1000, Ñuñoa, Santiago.
- b. **Envío por estafeta o courier:** Entregar la documentación requerida en la recepción, donde se proporcionará un comprobante de recepción.
- c. **Si la muestra es tomada en el ISP:** Dirigirse al área de Atención Usuario.

– **Horarios de atención**

**Toma de muestras (ISP):** no aplica.

**Recepción de muestras:**

- Lunes a jueves: 08:00 a 17:00 hrs.
- Viernes: 08:00 a 16:00 hrs.

– **Pago de arancel**

- Cancelar el arancel en la caja ubicada en el mismo piso, presentando el comprobante de recepción.
- Exentos de pago: pacientes o instituciones con convenio vigente, presentando comprobante de recepción.

– **Proceso analítico y entrega de resultados**

El laboratorio del ISP efectuará el análisis correspondiente. En los casos en que se emita informe de resultados, estos podrán ser entregados mediante las siguientes modalidades:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Retiro presencial:</b> por paciente o cliente, con comprobante de recepción.</li> <li>– <b>Retiro por terceros:</b> requiere fotocopia de la cédula de identidad del paciente, poder notarial simple que autorice al tercero y comprobante de recepción.</li> <li>– <b>Retiro por estafetas:</b> autorizados y validados anualmente por el ISP para cada centro asistencial.</li> <li>– <b>Envío desde Oficina de Partes ISP:</b> a usuarios o a provincias, a la dirección indicada en el formulario.</li> <li>– <b>Descarga en línea:</b> a través de la plataforma de Formularios en Línea <a href="http://www.ispch.cl/servicios-en-linea">http://www.ispch.cl/servicios-en-linea</a></li> </ul> <p>– <b>Consultas online</b> a través de plataforma SIAC <a href="https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS">https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</a></p>
<b>Tiempo realización</b>	10 días hábiles.
<b>Vigencia</b>	La vigencia de los Informes de Vigilancia es definida por la Autoridad Sanitaria.
<b>Costo</b>	<a href="#">Ver Costo</a>
<b>Marco legal</b>	<a href="#">Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia</a>