



Nombre del trámite:	<i>Acanthamoeba</i> sp. BÚSQUEDA
Descripción:	Búsqueda microscópica de <i>Acanthamoeba</i> u otras Amebas de Vida Libre (AVL) en muestras sembradas en placas de agar no nutriente.
Detalles:	<p>Métodos: Incubación en cultivo axénico y/o técnica de PCR.</p> <p>Tipo de muestra: raspado ocular con bisturí, biopsia corneal, aspirado corneal con aguja, lente de contacto, soluciones de lavado, estuche.</p> <p>Criterio de aceptación, almacenamiento y transporte: Almacenar en tubos o recipientes estériles a temperatura ambiente por no más de 14 días. Transportar a temperatura ambiente en un período no superior a los 3 días. Tiempo máximo de estabilidad es de 17 días.</p> <p>Criterios de rechazo: Muestra sin formulario. Tubos con rótulo inadecuado o sin rotular. Tubo primario quebrado. Muestra derramada en contenedor secundario. Identificación del formulario no coincide con datos de la muestra. Muestras fuera de rango de temperatura solicitada e incumplimiento en tiempo de toma de muestra.</p> <p>Código interno: 2330006</p>
Beneficiarios	Usuarios públicos y privados derivados de centros asistenciales o especialistas.
Documentos requeridos:	Formulario General de Envío de Muestras Clínicas para Estudios Parasitológicos – Sección Parasitología
Paso a paso: como realizar el trámite en Oficina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunir los antecedentes mencionados en el punto anterior. 2. Diríjase a la Sección Gestión de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile, Av. Marathon N°1000. Ñuñoa Santiago. Horario Toma de Muestras: No Aplica. Horario Recepción de Muestras: 8:00 a 17:00 lunes a jueves; viernes 8:00 a 16:00. 3. Si la muestra es enviada por estafeta o Courier, hacer entrega de la documentación requerida en recepción, quienes le entregaran un comprobante de recepción de muestras. 4. Diríjase a caja ubicada en el mismo piso, a pagar el arancel, eximiendo a aquellos con que exista un convenio, presentando el comprobante de recepción de muestras correspondiente. 5. El laboratorio al cual se envía la muestra recepcionada en conformidad (cumple requisitos técnicos y administrativos) efectuará el proceso analítico requerido según corresponda.



	<p>6. En aquellos análisis que generen informe de resultados pueden ser estos:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Retira por estafetas validados anualmente ante ISP por cada centro asistencial.b. Enviado desde Oficina de Partes ISP para usuarios y a provincia, a la dirección que el solicitante indique en el Formulario correspondiente <p>7. Consultas vía Telefónica Contact Center 225755600-225755601 o bien vía online en plataforma OIRS https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</p>
Tiempo realización:	Casos positivos se informan vía telefónica o e-mail de inmediato al médico tratante. Casos negativos requieren 8 días de incubación.
Vigencia:	De acuerdo a indicación médica.
Costo:	Ver Costo
Marco legal:	Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005. Artículos 9 y 57