

Tabla N° 1

Nombre margarina	Presentación		Acidos Grasos Trans respecto a la grasa total ( $\leq 2\%$ )		Contenido de Sodio en el producto final (mg/100g)			
			Porcentaje en grasa total (Uexp= 16,6 %)	Obs	Declarado mg/100g muestra	Limite permitido (RSA + 20%)	Determinado mg/100g muestra (Urel = 14,9 %)	Obs
Pamperita	pan	1 kg	2,2 ± 0,4	Cumple	800	960	800 ± 118	Cumple
Pamperita	pote	500g	2,4 ± 0,4	Cumple	800	960	774 ± 114	Cumple
Pamperita	pan	250g	2,0 ± 0,3	Cumple	800	960	908 ± 134	Cumple
Pamperita	pan (omega 3 y 6)	100g	2,1 ± 0,3	Cumple	800	960	817 ± 120	Cumple
Calo	display caja 12 panes	125g	0,6 ± 0,1	Cumple	770	924	945 ± 139	Cumple
Calo	pote	250g	2,4 ± 0,4	Cumple	800	960	741 ± 109	Cumple
Calo	pan	125g	2,5 ± 0,4	No cumple	800	960	867 ± 128	Cumple
Lonco Leche	pan	125g	2,4 ± 0,4	Cumple	900	1080	1009 ± 149	Cumple
Lonco Leche	pote light omega 3	500g	1,5 ± 0,2	Cumple	415	498	487 ± 72	Cumple
Lonco Leche	pote light calcio y fibra	500g	1,4 ± 0,2	Cumple	415	498	483 ± 72	Cumple
Lonco leche	pan light calcio y fibra	250g	1,2 ± 0,2	Cumple	415	498	469 ± 69	Cumple
Sureña	pote	500g	1,7 ± 0,3	Cumple	702	842	979 ± 144	Cumple
Sureña	pan light	250g	1,3 ± 0,2	Cumple	1200	1440	1793 ± 265	No cumple
Sureña	pote	250g	2,6 ± 0,4	No cumple	702	842	817 ± 120	Cumple
Doña Juanita	pan	125g	1,7 ± 0,3	Cumple	710	852	1183 ± 175	No cumple
Doña Juanita	pan	1kg	2,0 ± 0,3	Cumple	743	892	1278 ± 189	No cumple
Winter	pan	250g	0,9 ± 0,1	Cumple	998	1198	923 ± 136	Cumple
Winter	pote	500g	2,0 ± 0,3	Cumple	1101	1321	1273 ± 188	Cumple
Soprole	pote omega 3	250g	1,3 ± 0,2	Cumple	541	649	750 ± 111	Cumple
Soprole	pan omega 3 y 6	125g	1,7 ± 0,3	Cumple	786	943	953 ± 141	Cumple
Next Soprole	pote	250g	1,9 ± 0,3	Cumple	622	746	861 ± 127	Cumple
Next Soprole	pan	125g	1,2 ± 0,2	Cumple	590	708	939 ± 139	No cumple
Banda Azul	pote	500g	1,1 ± 0,2	Cumple	629	755	755 ± 111	Cumple
Banda Azul	pan	1kg	1,2 ± 0,2	Cumple	905	1086	1282 ± 189	No cumple
Banda Azul	display caja 10 panes	125g	0,6 ± 0,1	Cumple	632	758	893 ± 132	No cumple
Dorina	pan	250g	1,0 ± 0,2	Cumple	477	572	496 ± 73	Cumple
Dorina	pan	250g	1,2 ± 0,2	Cumple	517	620	656 ± 97	Cumple
Dorina	pote light	250g	1,4 ± 0,2	Cumple	477	572	608 ± 90	Cumple
Dorina	pote	250g	1,1 ± 0,2	Cumple	555	666	735 ± 108	Cumple
Bonella	pote	500g	1,1 ± 0,2	Cumple	629	755	895 ± 132	No cumple
Bonella	pote light	500g	0,7 ± 0,1	Cumple	629	755	858 ± 127	Cumple
Bonella	pote light con yogurt	500g	1,2 ± 0,2	Cumple	484	581	625 ± 92	Cumple
Quality	pote	500g	1,2 ± 0,2	Cumple	598	718	735 ± 108	Cumple
Acuenta	pote	500g	15,2 ± 2,4	No cumple	1120	1344	792 ± 117	Cumple
Soya Lanche	pote	500g	9,2 ± 1,5	No cumple	1000	1200	1163 ± 244	Cumple