



Nombre del trámite:	PEEC FENOTIPIFICACIÓN ANTIGENOS ERITROCITARIOS
Descripción:	Ensayos de intercomparación de fenotipificación antígenos eritrocitarios, perteneciente al Programa de Evaluación Externa de la Calidad, cuyo objetivo es evaluar el desempeño analítico de los laboratorios participantes.
Detalles:	Ver Informativo PEEC Código interno: 2320072
Beneficiarios:	Laboratorios públicos y privados.
Documentos requeridos:	Formulario de Adscripción PEEC Proceso adscripción PEEC. Cada Laboratorio que desee participar en el PEEC debe adscribirse al Programa a través de la opción “Adscripción Online” y hacerlo en el plazo definido para ello.
Paso a paso cómo realizar el trámite en Línea:	Ver Manual de adscripción Ver informativo PEEC
Vigencia:	De acuerdo a proceso de adscripción anual.
Tiempo realización:	Ver calendario de adscripción en Informativo PEEC
Costo:	Ver Costo
Marco Legal:	Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005.