



Nombre del trámite:	PEEC CITODIAGNÓSTICO
Descripción:	Programas de Intercomparación de Citodiagnóstico pertinente al Programa de Evaluación Externa de la Calidad, cuyo objetivo es evaluar las habilidades diagnósticas individuales de los diferentes profesionales que participan en la citología ginecológica.
Detalles:	Ver Informativo PEEC Código interno: 2211058
Beneficiarios:	Laboratorios públicos y privados.
Documentos requeridos:	Formulario de Adscripción PEEC Proceso adscripción PEEC. Cada Laboratorio que desee participar en el PEEC debe adscribirse al Programa a través de la opción “Adscripción Online” y hacerlo en el plazo definido para ello.
Paso a paso cómo realizar el trámite en Línea:	Ver Manual de adscripción Ver informativo PEEC
Vigencia:	De acuerdo a proceso de adscripción anual.
Tiempo realización:	Ver calendario de adscripción en Informativo PEEC
Costo:	Ver Costo
Marco Legal:	Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005.