

Nombre del trámite:	Calibración de medidor de gas seco mediante medidor de gas húmedo
Descripción:	Consiste en la verificación de la calibración del sistema de medición (unidad de control) que se utiliza en las mediciones isocinéticas de material particulado proveniente de fuentes estacionarias. La verificación se ejecuta mediante la contrastación con un medidor de gas húmedo.
Detalles:	---
Beneficiarios:	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente Laboratorios de medición y análisis de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes estacionarias autorizados por la Autoridad Sanitaria.
Documentos requeridos:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Calibración de Equipos de Medición de Contaminantes Atmosféricos Comprobante de pago de la prestación respectiva
Paso a paso como realizar el trámite:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completar el Formulario Solicitud de Calibración de Equipos de Medición de Contaminantes Atmosféricos y enviarlo al correo electrónico tecnologias@ispch.cl para coordinar fecha y hora para la entrega de los instrumentos a calibrar. 2. Una vez realizada la coordinación de fecha y hora de entrega de los instrumentos, diríjase al Instituto, a la Sección Gestión de Productos y Servicios, ubicada en el segundo piso, edificio Atención a Clientes (Marathon #1000, Ñuñoa) de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hrs., para el pago de la Solicitud 3. Realizado el pago, entregue los instrumentos a calibrar en el Laboratorio de Calibración de Equipos de la Sección Tecnologías en el Trabajo. 4. Como resultado Ud. recibirá un certificado de calibración donde se indican los resultados y si estos cumplen con las especificaciones establecidas Método CH-5: Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias. En caso de que el equipo no cumpla con las especificaciones indicadas en el Método CH-5: Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias, el equipo será rechazado y el interesado tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar las mejoras necesarias y solicitar una nueva revisión sin costo adicional. 5. El Certificado será entregado junto al instrumento, directamente en el Laboratorio de Calibración de Equipos de la Sección de Tecnologías en el Trabajo. <p>Consultas vía online en plataforma OIRS https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</p>
Tiempo de realización	7 días hábiles
Vigencia:	La vigencia del Certificado de Calibración será de un año a partir de la fecha de la emisión del certificado antes mencionado
Costo:	Código prestación 5241104
Marco legal:	<p>Decreto Supremo N° 2467/94 del Ministerio de Salud “Reglamento de Laboratorios de Medición y Análisis de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes estacionarias.</p> <p>Método CH-5: Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias aprobado mediante Resolución Exenta N° 689 de fecha 30/07/2021 del Ministerio de Salud.</p> <p>Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud “Reglamento Sanitario sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”.</p>