



Nombre del trámite:	PEEC SEROLOGÍA SÍFILIS
Descripción:	Control de calidad externo para la evaluación de las técnicas serológicas de anticuerpos treponémicos y no treponémicos.
Detalles:	Ver <a href="#">Informativo PEEC</a> Código interno: <a href="#">2130010</a>
Beneficiarios:	Laboratorios Clínicos y Servicios de Sangre públicos y privados
Documentos requeridos:	<a href="#">Formulario de Adscripción PEEC</a> Proceso adscripción PEEC. Cada Laboratorio que desee participar en el PEEC debe adscribirse al Programa a través de la opción “Adscripción Online” y hacerlo en el plazo definido para ello.
Paso a paso cómo realizar el trámite en Línea:	Ver <a href="#">Manual de adscripción</a> Ver <a href="#">Informativo PEEC</a>
Vigencia:	De acuerdo a proceso de adscripción anual.
Tiempo realización:	Ver <a href="#">calendario en instructivo PEEC</a> (se publica en marzo de cada año), se encuentra en detalles.
Costo:	<a href="#">Ver Costo</a>
Marco Legal:	<a href="#">Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005.</a>